


Ekstraoral dentalt vakuumsystem
Brukerveiledning

Innhold




















1. Dele oversikt VacStation	4
2. Symboler	5
3. Innledning	66
3.1 Anvendelsesomfang	666
3.2 Sikkerhetsanvisninger	666
4. Installere VacStation	888
4.1 Fjern transport beskyttende skum	888
4.2 Installere VacStation	999
5. Brukergrensesnitt	111111
6. Bruksanvisning	121212
6.1 Innstilling for luftvolum	121212
6.2 Koble til volumkontrolleren for justering av luftvolum	121212
6.3 Slå av	131313
7. Vedlikehold	141414
7.1 Rengjøring og desinfeksjon	141414
7.1.1 Fremover	141414
7.1.2 Generelle anbefalinger	151515
7.2 Filtererstatning	161616
7.2.1 Hyppigheten av filtererstatning	161616
7.2.2 Slik erstatter du filtre	161616
8. Problemer med å skyte	171717
9. Tekniske data	181818
10. EMC-tabeller	191919
11. Erklæring	242424

1. Dele oversikt VacStation

1. Hoved enhet m /motor
2. Sugelangse
3. Sugehette
4. Volumkontroller
5. Strømledning



2. Symboler

 WARNING	Hvis instruksjonene ikke følges riktig, kan driften føre til farer for produktet eller brukeren/pasienten.
 NOTE	Ytterligere informasjon, forklaring av drift og ytelse.
 SN	Serienummer
 REF	Katalognummer
	Produksjonsdato
 LOT	Lot av produksjon
	Beskyttende jord (jord)
	Type B brukt del
	Sikring
	WEEE-direktivmerking
	Holdes tørt
	Temperature begrensning
	Fuktighetsbegrensning
	Begrensning av atmosfærisk trykk
 Eighteenth	Produsentens LOGO
	EC mariking
 EC REP	Autorisert representant i Det europeiske fellesskap
	Se bruksanvisningen
	Refer til manuell

3. Innledning

3.1 Anvendelsesomfang

VacStation brukes til å redusere boreaerosoler, slitasjepulver og kvikksølvldamp under tannbehandlinger før de sprer seg.

Denne enheten må kun brukes i sykehusmiljøer, klinikker eller tannlegekontorer av kvalifisert tannpersonell.

3.2 Sikkerhetsanvisninger

- 1. Vennligst les denne håndboken før bruk.
- 2. VacStation må plasseres stående når den brukes. Legging på siden eller opp ned er forbudt, fordi dette vil forårsake skade på maskinen eller forkorte levetiden.
 - 3. Når du skifter ut filteret, vær oppmerksom på om gummirammen er flat, ellers vil luftlekkasje oppstå og sugekraften vil bli redusert.
 - 4. Når du bruker spenneknappen, må du passe på å trykke på toppdekselet delvis, og fest deretter spenneknappen, ellers vil spenneknappen bli skadet.
 - 5. Hovedfilteret er tungt, så vær forsiktig når du skifter det ut. VacStation er tung, så vær forsiktig når du flytter den.
 - 6. Når du skifter ut det primære effektfilteret, bør det bemerkes at den tette siden vender mot filteret, og den sparsomme siden vender mot luftinntaket.



WARNING

1. Enheten brukes kun til å redusere boreaerosoler, slitasjepulver og kvikksølvldamp under tannbehandlinger før de sprer seg, det kan ikke brukes for å forhindre spredning av virus.
2. Apparatet må ikke plasseres i fuktige omgivelser eller hvor som helst hvor den kan komme i kontakt med noen form for væsker.
3. Ikke utsett enheten for direkte eller indirekte varmekilder. Enheten må betjenes og lagres i et trygt miljø.
4. Enheten krever spesielle forholdsregler med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og må installeres og drives i henhold til EMC-informasjonen. Bruk spesielt ikke enheten i nærheten av lysrør, radiosendere, fjernkontroller og ikke bruk dette systemet i nærheten av det aktive HF-kirurgiske utstyret på sykehuset. Bærbart RF-kommunikasjonsutstyr (inkludert eksterne enheter som antennekabler

3 Innledning

og eksterne antenner) bør ikke brukes nærmere enn 30 cm (12 tommer) til noen del av VacStation, inkludert kabler spesifisert av produsenten. Ellers kan nedbrytning av ytelsen til dette utstyret føre til. Ikke bruk eller oppbevar ved høye temperaturer. Overhold de angitte drifts- og lagringsbetingelsene.




5. Hvis det oppstår uregelmessigheter i apparatet under behandlingen, slår du den av. kontakte byrået.

6. Åpne eller reparer aldri apparatet selv, ellers må garantien ugyldiggjøres.


4. Installere VacStation

4.1 Fjern transport beskyttende skum




Før du bruker maskinen for første gang, må du ta ut skummet for transportbeskyttelse nederst på hovedfilterenheten, ellers vil maskinen ikke fungere normalt. Se følgende trinn for å fjerne skummet.

Trinn	Diagrammatisk skisse	Beskrivelse
1		Fjern toppdekelet: Openn fire spenner (mmerket av blåpiler) ogfjerne toppdekelet.
2.		Ta uthovedfilterenheten: Ta ut tetningsbåndog filterelementer i rekkefølge. Ta deretter ut hovedfilterenheten nolukket avden stiplede linjen.
3		Fjern skummet: Ta ut skummet som er installert nederst i hovedfilterelementet. Skummet kan kastes i henhold til lokal lov og forskrifter




4 Installere VacStation

4		Installer hovedmotorboksen: Installer delene i rekkefølge og fest fire spenner.
---	---	--





4.2 Installere VacStation

1		Montering av sugedyse: Skru mutteren, fest sugedysen til retningskanalen.
2		Installasjon av retningsbestemt kanal: Koble retningskanalen til toppdekselet.  NOTE Retningskanal bør installeres vertikalt og på plass på toppdekselet, ellers vil sugeevnen bli degradert.

4 Installere VacStation

3		<p>Koble til strømledningen: Sett den ene enden av strømledningen inn im ain motorhuset, og den andre enden inn i et strømuttak.</p> <p> NOTE Bare den originale strømledningen kunne brukes.</p>
4		<p>Koble til volumkontroller: Koble den ene enden av tilkoblingsledningen til volumkontrolleren og den andre enden av tilkoblingsledningen til grensesnittet på hovedmotorhuset som vist på bildet.</p>

5. Brukerrensesnitt

 <p>1 Skjermvisning 2 Volum ned 3 Volum opp 4 Strømbryter</p>	<p>Slå på strømmen Trykk på strømbryteren 4  " "</p> <p>Volum opp Trykk på volum opp-tasten 3 for å endre luftvolumet fra 1 til 10.</p> <p>Volum ned Trykk på volum ned-tasten 2 for å endre luftvolumet fra 10 til 1.</p> <p>Slå på strømmen Trykk på strømbryteren 4  " "</p>
 <p>5. Voluminnstillingsknapp 6. Volumkontrollerens strømbryter</p>	<p>Slå på cotroller Trykk på volumkontrollerens strømbryter 6 til side "ON".</p> <p>Voluminnstilling Drei volumet forå bytte luftvolum fra 1 til 10, mot klokken fra 10 til 1.</p> <p>Slå av kontrolleren Trykk på volumkontrollerens strømbryter 6 til side "OFF".</p>

6. Bruksanvisning



WARNING

Ikke blokker luftinntaket kunstig for å unngå skade på motoren. Når filteret er blokkert, må du skifte filteret umiddelbart for å unngå skade på motoren.



NOTE

Før første gangs bruk må du passe på å fjerne skummet som er plassert under hovedfilteret. Når du bruker spenneknappen, må du passe på å trykke på toppdekselet delvis, og fest deretter spenneknappen, ellers vil spenneknappen bli skadet. Fest retningsretningsluftkanalen, juster retningen på retningsretningsluftkanalen i henhold til ulike anledninger, koble til strømforsyningen, slå på strømbryteren (uten å sette inn et eksternt tastatur for å justere luftvolumet), verdien som vises på dette tidspunktet er luftvolumgiret ved siste avslutning. Når du starter opp, displayet viser tosfifret verdi, som angir luftvolumområdet: 01-10, hvis det ikke er noen operasjon innen 3 minutter (inkludert nøkkelboksen og maskinen ▲ eller ▼ nøkkel), vises den kumulative strømningsverdien, ogstrømningsverdien er en tresifret verdi (flyt Verdien er at når viften roterer 5,76 millioner omdreininger, er den kumulative verdien 001, som akkumuleres i multipler på 5,76 millioner omdreininger.)

6.1 Innstilling for luftvolum

Totalt 01 ~ 10 ti-speed luftvolum kan stilles inn. Klikk på ▲ eller ▼ for å angi luftvolumet. Når 01 vises, er luftvolumet det minste; når 10 vises, er luftvolumet det største.

6.2 Koble til volumkontrolleren for justering av luftvolum

Når volumregulatoren for luftvolumregulering er koblet til, mislykkes ▲ - eller ▼ -tasten på maskinen, og luftvolumet kan bare justeres med knappen på kontrolleren. Når luftvolumet er stort, er maskinens sugekapasitet sterk. Det anbefales å w orkunder tilstanden av stort luftvolum.

6.3 Slå av

Slå av strømtasten på det eksterne tastaturet, og vinduet vil vise "av" før du slår av.




WARNING

Ikke bruk enheten kontinuerlig i mer enn 1 time hver gang. Pass på at det ikke er samlet vann på sugemunnstykket.

Ikke slå av apparatet så snart tannprosedyrene er ferdige, hold enheten i gang i ytterligere 15-30 minutter, sørg for at det ikke finnes vann eller damp i retningskanalen og sugedysen.

7. Vedlikehold



Komponentene i figuren er:

- 1: Hovedmotorhuset
- 2: Montering av hovedfiltre
- 3: Sekundær filterhet
- 4: Primær filter bomull
- 5: Rubber pad
- 6: Toppdeksel
- 7: Retningskanal
- 8: Sugedyse







7.1 Rengjøring og desinfisering

7.1.1 Fremgangsmåte

For hygiene og sanitære sikkerhetsformål må komponentene (sugedyse) rengjøres og desinfiseres før hver bruk for å forhindre kontaminering. Dette gjelder den første bruken, samt bruk de påfølgende bruksområdene. Komponentene (retningskanal, hovedmotorboks, strømedning og volumregulator) skal rengjøres og desinfiseres regelmessig i henhold til bruken. Følg dine nasjonale retningslinjer, standarder og krav til rengjøring og desinfeksjon. Reprosesseringsprosedyrer har bare begrensede implikasjoner for dette tanninstrumentet. Begrensningen av antall reprosesseringsprosedyrer bestemmes derfor av funksjonen / slitasjen på enheten. Fra behandlingssiden er det ikke noe maksimalt antall tillatt reprosessering. Enheten skal ikke lenger brukes på nytt ved tegn på vesentlig nedbrytning. Ved skade bør enheten behandles på nytt før den sendes tilbake til produsenten for reparasjon.





7.1.2 Generelle anbefalinger

- Brukeren er ansvarlig for steriliteten av produktet for den første syklusen og hver videre bruk samt for bruk av skadede eller skitne instrumenter, der det er aktuelt etter sterilitet.
- For din egen sikkerhet, vennligst bruk personlig verneutstyr (hansker, vernebriller, etc.).
- Bruk bare en desinfiserende løsning som er godkjent for effekten (VAH/DGHM-notering, CE-merking og FDA-godkjenning) og i samsvar med DFU hos produsenten av desinfiserende løsning.
- Vannkvaliteten må være praktisk for de lokale forskriftene, spesielt for det siste sildrinnet eller med vaskemaskin-desinfiseringsmiddel.
- Ikke bruk blekemiddel- eller kloriddedesinfeksjonsmidler.

Desinfeksjonskomponenter		
Sugedyse 	Retningsbestemt kanal 	Hovedmotorboks 
Strømledning 	Volumkontroller 	
Wipe alle overflater med en klut lett fuktet med etanol for desinfeksjon (etanol 70 til 80 vol%) minst 2 min, gjenta i 5 ganger.		
 NOTE Ikke bruk noe annet enn etanol for desinfeksjon (etanol 70 til 80 vol%). Ikke bruk for mye etanol som det går inn i maskinen og skade komponentene inne.		

7.2 Filtererstatning

7.2.1 Hvor ofte skal man bytte filter?

Komppåents	Frekvens	
	Holdbarhet	Enkumulativ strømning
Primær filter bomull 	1Måned	Display 010 og dens multipler
Sekundær filtermontering 	3~6Måned	Display 030 og dens multipler
Montering av hovedfilter 	6~12Month	Display 060 og dens multipler
 NOTE Erstatt relevant filter så lenge nødvendig brukstid eller akkumulert flyt oppstår. Når LED-vinduet viser "□" sirkulært, må filteret skiftes ut.		

7.2.2 Slik erstatter du filtre

Slipp de fire spenneknappene på kanten av det øvre dekselet på maskinen, og plukk opp toppdekseldelen, primærfilterbomull, sekundær filtermontering og hovedfilter. Bytt ut hovedfilteret med en ny. Kontroller at det nye hovedfilteret er riktig plassert, og at vifteuttaket som er koblet til bunnen av filteret, er ledende.



NOTE

Når du skifter filter, slår du av strømbryteren først.

8. Feilsøking

Når det oppstår et problem eller en feil, må du kontrollere maskinen med tabellen nedenfor før du kontakter forhandleren for raskt å eliminere vanlige problemer eller funksjonsfeil. Hvis problemet eller feilen ikke er løst, må du kontakte forhandleren.

Problem eller funksjonsfeil	Grunner	Løsninger
Vinduet blinker "OFF" og med klokken "" vekselsvis, alarmer, viften slutter å virke.	Luftinntaket er fullstendig blokkert	Slå av strømmen, kontroller om retningluftkanalen og sugedysen er blokkert av utenlandske saker, og i så fall rydde dem opp. Hvis problemet ikke er løst, åpne det øvre dekselet og kontroller om det er fremmed legemer som blokkerer luftinntaket inne i maskinen, og i så fall rydde dem opp. Etter disse trinnene starter du maskinen på nytt og observerer etter ett minutt om den fortsatt alarmerer, i så fall erstatter du filteret
LED-vinduet viser "ERR", alarmer, viften og motorstopppungerer.	Vifte- eller linjekontrolldelen er unormal	Slå av strømmen og start maskinen på nytt for å kontrollere om den fungerer som den skal, og kontroller viften hvis ikke.

9. Tekniske data

Produsent	Changzhou Sile Medisinsk Teknologi Co,Ltd
Model (andre er)	VacStation (andre er i kuro
Mål	53cm x 46 cm x 60 cm x 1 cm (Pakke)
Duct	75mm x 1500 mm
Vekt	21kg x10%
Input	220V AC ± 10 % for europeisk standard/110V AC ± 10 % for amerikansk standard
Power (andre er)	250W Maks
Foksygenerer effektiviteten (0,3um)	99.97%
Spappa press	3000Pa (andre er i 1998)
Blåse hastighet	14m /s
Volum (filter inkludert)	3,7 m ³ /min
Elektrisk sikkerhetsklasse	Klassel.
Enpliid del	B
Driftsforhold	Bruk: i lukkede rom Omgivelsestemperatur: 5 °C ~ 40 °C Relativ fuktighet: <80% Driftshøyde < 3000 m over havet
Transport- og lagringsforhold	Omgivelsestemperatur: -20 °C ~ +55 °C Relativ fuktighet: 20% ~ 80 % Atmosfærisk trykk: 70kPa ~ 106kPa

10. EMC-tabeller

Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetiske utslipp		
<p>VacStation er beregnet for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er angitt nedenfor. Kunden eller brukeren av VacStation bør forsikre om at den brukes i et slikt miljø.</p>		
Utslippstest	Samsvar	Elektromagnetisk miljø - veiledning
RF-utslipp CISPR 11	Gruppe 1	VacStation bruker RF-energi bare for sin interne funksjon. Rf-utslippene er derfor svært lave og vil sannsynligvis ikke forårsake forstyrrelser i elektronisk utstyr i nærheten.
RF-utslipp CISPR 11	Klasse B	VacStation er egnet for bruk i alle bedrifter, inkludert innenlandske bedrifter og de som er direkte koblet til det offentlige lavspente strømforsyningsnettet som leverer bygninger som brukes til innenlandske formål.
Harmoniske utslipp IEC61000-3-2	Klasse A	
Spenningsvingninger/flimmerutslipp IEC 61000-3-3	Overholder	

Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk immunitet			
<p>VacStation er beregnet for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er angitt nedenfor. Kunden eller brukeren av VacStation bør forsikre om at den brukes i et slikt miljø.</p>			
Immunitetstest	Testnivå for IEC 60601	Samsvarsnivå	Elektromagnetisk miljø - veiledning

10 EMC-tabeller

<p>Elektrostatisk utladning (ESD) IEC 61000-4-2</p>	<p>+/- 8 kV kontakt +/- 2 kV, +/- 4 kV, +/- 8 kV, +/- 15 kV luft</p>	<p>+/- 8 kV kontakt +/- 2 kV, +/- 4 kV, +/- 8 kV, +/- 15 kV luft</p>	<p>Gulv bør være tre, betong eller keramiske fliser. Hvis gulvene er dekket med syntetisk materiale, bør den relative fuktigheten være minst 30 %.</p>
<p>Elektrisk rask transienter/utbrudd IEC 61000-4-4</p>	<p>±2 kV 100 kHz repetisjonsfrekvens</p>	<p>±2 kV 100 kHz repetisjonsfrekvens</p>	<p>Strømkvaliteten bør være et typisk kommersielt eller sykehusmiljø.</p>
<p>Bølge IEC 61000-4-5</p>	<p>Linje til linje: ±0,5 kV, ±1 kV Jordlinje: ±0,5 kV, ±1 kV, ±2kV</p>	<p>Linje til linje: ±0,5 kV, ±1 kV Jordlinje: ±0,5 kV, ±1 kV, ±2kV</p>	<p>Strømkvaliteten bør være et typisk kommersielt eller sykehusmiljø.</p>
<p>Spenningsfall IEC 61000-4-11 Spenningsavbrudd IEC 61000-4-11</p>	<p>0% UT; 0,5 syklus ved 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, og 315° 0% UT; 1 syklus og 70% UT; 25/30 sykluser sinusfase ved 0° 0% UT; 250/300 syklus</p>	<p>0% UT; 0,5 syklus ved 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, og 315° 0% UT; 1 syklus og 70% UT; 25/30 sykluser sinusfase ved 0° 0% UT; 250/300 syklus</p>	<p>Strømkvaliteten bør være et typisk kommersielt eller sykehusmiljø. Hvis brukeren av enhetene krever fortsatt drift under strømbrydd, anbefales det at enheter drives, danner en avbruddsfri strømforsyning eller et batteri</p>

10 EMC-tabeller

Nominell effektfrekvens magnetfelt IEC 61000-4-8	30 A/m 50 Hz eller 60 Hz	30 A/m 50 Hz eller 60 Hz	Strømfrekvens magnetfelt bør være på nivåer karakteristisk for en typisk plassering i et typisk kommersielt eller sykehusmiljø.
Merk: UT: nominell spenning(er); F.eks. 25/30 sykluser betyr 25 sykluser ved 50Hz eller 30 sykluser ved 60 Hz			

Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk immunitet

VacStation er beregnet for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er angitt nedenfor. Kunden eller brukeren av **VacStation** bør forsikre om at den brukes i et slikt miljø.

Immunitetstest	Testnivå for IEC 60601	Samsvarsnivå	Elektromagnetisk miljø - veiledning
Gjennomførte dis- turbances induisert av RF-felt IEC 61000-4-6	3 V 0,15 MHz – 80 MHz, 6 V i ISM- bånd være-tween 0,15 MHz og 80 MHz, 80 % AM ved 1 kHz	3 V	P-ortable og mobilt RF- kommunikasjonsutstyr bør ikke brukes nærmere noen del av VacStation , inkludert kabler, enn den anbefalte separasjonsavstanden som er beregnet fra ligningen som gjelder for frekvensen av senderen.
Utstrålte RF EM-felt IEC 61000-4-3	3 V/m, 80 MHz – 2,7 GHz, 80 % AM ved 1 kHz	3V/m	Anbefalte minimumseparasjonsavstander Se tabellen for mobilt kommunikasjonsutstyr for RF i

10 EMC-tabeller

Nærhetsfelt fra RF trådløst kommunikasjonsutstyr IEC 61000-4-3	Se tabellen for mobilt kommunikasjonsutstyr for RF i "Anbefalte minimumseparasjonsavstander"	Complies (andre er)	"Anbefalte minimumseparasjonsavstander"
--	--	---------------------	---

Anbefalte minimumseparasjonsavstander

I dag har mange RF trådløse utstyr blitt brukt på ulike helseinstitusjoner der medisinsk utstyr og / eller systemer brukes. Når de brukes i nærheten av medisinsk utstyr og/eller systemer, kan det medisinske utstyret og/eller systemenes grunnleggende sikkerhet og essensielle ytelse påvirkes. **VacStation** er testet med testnivået immunitet i tabellen nedenfor og oppfyller de relaterte kravene til IEC 60601-1-2:2014. Kunden og/eller brukeren skal bidra til å holde en minimumsavstand mellom RF trådløst kommunikasjonsutstyr og **VacStation** som anbefalt nedenfor.

Test Frekvens (MHz)	Band (MHz)	Tjenesten	Modulering	Maksimal effekt -Jeg har ikke noe å si.	Avstand -Jeg har ikke noe å si.	Testnivå for immunitet (I/O)
385	380-390	TETRA 400 (andre er i seg selv)	Pulsmodulering 18 Hz	1.8	0.3	27
450	430-470	GMRS 460 (andre er i kraft) FrS 460 (andre kan)	Fm ± 5 kHz avvik 1 kHz sine	2	0.3	28

10 EMC-tabeller

		være på den siden)				
710	704-787	LTE Bånd 13, 17	Pulsmodulering 217 Hz	0.2	0.3	9
745						
780						
810	800-960	GSM 800/900, iDEN 820, CDMA 850, LTE-bånd 5	Pulsmodulering 18 Hz	2	0.3	28
870						
930						
1720	1700-1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE Band 1,3,4,25; Umts	Pulsmodulering 217 Hz	2	0.3	28
1845						
1970						
2450	2400-2570	Bluetooth Wlan 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE-bånd 7	Pulsmodulering 217 Hz	2	0.3	28
5240	5100-5800	Wlan 802.11 a/n (andre- og fn-renn	Pulsmodulering 217 Hz	0.2	0.3	9
5500						
5785						

**WARNING**

1. Bruk av annet tilbehør og kabler enn de som er spesifisert eller levert av produsenten av **VacStation**, kan føre til økt elektromagnetiske utslipp eller redusert elektromagnetisk immunitet fra **VacStation** og føre til feil bruk.

Kabelinformasjon:

kabek Navn	Cstand Lengde (m)	forseglet eller ikke	merknad (andre er)
Endapter	1.8	nei	/

2. Bruk av **VacStation** ved siden av eller stablet med annet utstyr bør unngås fordi det kan føre til feil drift. Hvis slik bruk er nødvendig, bør **VacStation** og annet utstyr observeres for å kontrollere at de fungerer normalt.

11. Uttalelse

Levetid

Levetiden til VacStation-serien produkter er 3 år..

Vedlikehold

Produsent vil gi kretsdiagrammer, komponentdellister, beskrivelser, kalibreringsinstruksjoner for å hjelpe servicepersonell i dele reparasjon.

Disposisjon

Pakken skal resirkuleres. Metalldele av apparatet kastes som skrapmetall. Syntetiske materialer, elektriske komponenter og trykte kretskort kastes som elektrisk skrap. Vennligst ta deg av dem i henhold til lokale miljøvernlover og -forskrifter.

Rights (andre er i seg selv)

Alle rettigheter til å modifisere produktet er reservert til produsenten uten ytterligere varsel. Bildene er bare for referanse. De endelige tolkningsrettighetene tilhører CHANGZHOU SIFARY MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. Den industrielle design, indre struktur, etc, har hevdet for flere patenter av SIFARY, noen kopi eller falske produkt må ta juridiskansvar.



Changzhou Sile Medcial Technology Co., Ltd

Legg til: NO.99, Qingyang Road, Xuejia County, Xinbei District, Changzhou
City, 213000 Jiangsu, Kina
Tlf: +86-0519-85962691
Faks: +86-0519-85962691
Epost: eføy@sifary.com
Web: www.eighteeth.com (2015).com



Llins Service & Consulting GmbH
Tlf: +49 175 4870819
Legg til: Obere Seegasse 34/2, 69124, Heidelberg, Tyskland
Epost: Llins.Service@gmail.com

ersion: 01
IFU-6835001 (andre kan være på denne siden)
Jegfulgte: 2020.04. 10.
Alle rettigheter reservert.