

# UNISEPTA® Plus Wipes

## **(SV)** Våtseretter impregnerede med en løsning innehållande alkohol för behandling av medicintekniska produkter som först rengjorts.

**Indikationer:** Våtseretterna UNISEPTA® Plus WIPES är impregnerade med ett desinfektionsmedel för behandling av instrument (stetoskop, saxar, termometrar ...) och andra medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården (sjukhus, vårdcentraler, läkarpraktiker, tandläkarpraktiker, laboratorier). Användningen av våtseretter medför inte att man kan avstå från rengöringsprotokollet och ersätter inte sterilisering när detta krävs.

**Sammansättning:** 100 g av impregneringslösningen innehåller: Etanol (55 g), didecylmetyl oxyetylammmonium propionat (0,11 g), syntetiskt doftämne, hjälpämnen.

**Mikrobiologiska egenskaper:** Bakteriedödande inom 30s, 20°C (EN 1040, EN 13727, EN 14561), aktiv mot SARM inom 30s, 20°C (EN 14561), tuberkulocid inom 30s, 20°C (EN 14348, EN 14563), jästdödande inom 30s, 20°C (EN 1275, EN 13624, EN 14562). Aktiv inom 30s, 20°C, mot HIV-1, BVDV (modellvirus för HCV), PRV (modellvirus för HBV), rotavirus, herpesvirus, adenovirus, coronavirus och influensavirus A [H1N1].

**Bruksanvisning:** Produkt som är färdig för användning, förbehållen för professionell användning. Dra ut en våtservert HORIZONTELLT. Separera med ett snabbt ryck. Applicera våtservetten på områden som tidigare rengjorts, låt verka i minst 30 sekunder. Stäng lådan efter varje öppning. Återanvänd inte våtservetten eftersom desinfektion då inte kan garanteras. Obs: Kontrollera kompatibilitet med alkohol innan du använder. Elektriska apparater som ska desinficeras ska inte vara nätanslutna.

**Användningsvarningar:** R10 Brandfarligt. R52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. S37 Använd lämpliga skyddshandskar. S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S2 Förvaras oåtkomligt för barn. S61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad. S60 Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall. S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Förvaras mellan +5°C och +25°C

## **(NO)** Våtservietter med alkohol for behandling av medisinsk utstyr som allerede har blitt rengjort.

**Indikasjoner:** Våtserviettene UNISEPTA® Plus WIPES er impregneret med en desinfiserende løsning som er beregnet på behandling av instrumenter (stetoskop, sakser, termometre ...) og annet medisinsk utstyr (sykehus, sykepleiere, legekontor, tannlegekontor, laboratorier). Bruken av våtserviettene kan ikke erstatte alminnelige rengjøringsprosedyrer og erstatter heller ikke sterilisering når dette er nødvendig.

**Sammensetning:** 100 g impregneringsløsning inneholder: Etanol (55 g), didecylmetyl oxyetylammmonium propionat (0,11 g), syntetisk duft, bindemidler.

**Mikrobiologiske egenskaper:** Bakteriedrepende på 30 sek, 20°C (EN 1040, EN 13727, EN 14561). Aktiv mot MRSA på 30 sek, 20°C (EN 14561) Tuberculoicid på 30 sek, 20°C (EN 14348, EN 14563). Soppdrepende på 30 sek, 20°C (EN 1275, EN 13624, EN 14562). Aktiv på 30 sek mot HIV-1, BVDV (modellvirus HCV), PRV (modellvirus HBV), rotavirus, herpesvirus, adenovirus, coronavirus og influensavirus A [H1N1]

**Bruksanvisning:** Produkt klar til bruk, utelukkende for profesjonelt bruk. Trekk våtservietten ut VANNRETT. Separer våtservietten fra de andre ved å trekke hardt. Legg våtservietten på sonene som allerede er rengjort, og la den virke i minst 30 sekunder. Lukk boksen godt igjen hver gang. Våtservietten må aldri brukes om igjen. Desinfeksjonen kan da nemlig ikke garanteres. Bemerk: Før påføring, sjekk at overflatene som skal behandles tåler alkohol. Elektriske apparater som skal desinfiseres, skal være frakoplet.

**Forholdsregler ved bruk:** R10 Brannfarlig. R52/53 Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. S37 Bruk egnede vernehansker. S26 Før man støffet i øynene, skyl straks med store mengder vann, og kontakt lege. S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S61 Unngå utslipp til miljøet. Se spesialinstruksjoner/HMS-datablad for ytterligere informasjon. S60 Dette kjemikallet og dets emballasje skal behandles som spesialavfall. S16 Holdes vekk fra antennelseskilder – Røyking forbudt. Oppbevares mellom +5°C og +25°C.

## **(DA)** Aftøringsklude imprægneret med en spritopløsning til behandling af allerede rengjorte medicinske anordninger.

**Indikation:** UNISEPTA® Plus WIPES aftøringsklude er imprægneret med en desinficerende spritopløsning til behandling af instrumenter (stetoskoper, sakse, termometre ...) og andre medicinske anordninger i terapeutiske omgivelser (hospitaller, skadestuer, læge- og tandlægeklinikker, laboratorier). Brugen af aftøringsklude fritager ikke for at følge en rengøringsprotokol og under ingen omstændigheder for at foretage en sterilisation, hvor det er nødvendigt.

**Sammensætning:** 100 g imprægneringsopløsning indeholder: Ethanol (55 g), didecylmethyl-oxyetylammmoniumpropionat (0,11 g), syntetisk parfume, hjælpestoffer.

**Mikrobiologiske egenskaber:** Baktericid på 30 sek. ved 20 °C (EN 1040, EN 13727, EN 14561). Aktiv mod MRSA på 30 sek. ved 20 °C (EN 14561). Tuberkulocid på 30 sek. ved 20 °C (EN 14348, EN 14563). Gærsvampedræbende på 30 sek. ved 20 °C (EN 1275, EN 13624, EN 14562). Aktiv på 30 sek. ved 20 °C mod HIV-1, BVDV (HCV virus model), PRV (HBV virus model), Rotavirus, Herpesvirus, Adenovirus, Coronavirus og Influenzavirus A [H1N1].

**Bruksanvisning:** Engangsprodukt klar til brug forbeholdt professionelle. Træk en aftøringsklud VANDRET ud. Træk hårdt i den for at gøre den fri. Brug aftøringskluden på allerede rengjorte områder, lad virke i mindst 30 sekunder. Luk æsken godt igen efter hver åbning. Genbrug aldrig en aftøringsklud. Hvis det sker, kan en desinfektion ikke garanteres. Bemærk: Kontroller foreneligheden med sprit før brug. Elektriske apparater, som skal desinficeres, må ikke være strømførende.

**Forsigtighedsregler:** R10 Brandfarlig. R52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger for vandmiljøet. S37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. S26 Kommer stoffet i øjnene, skyls straks grundigt med vand og læg kontaktes. S2 Opbevares utilgængeligt for børn. S61 Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning. S60 Dette materiale og dets beholdere skal bortskaffes som farligt affald. S16 Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Opbevares mellem +5 °C og +25 °C.



Unident SA  
ANIOS International Dental Group  
Rue François-Perréard 4  
1225 Chêne-Bourg Genève - Switzerland  
Tél. +41 22 839 79 00 - www.unident.ch

