

Beregnet bruk

Guttaperkaspisser i fast form til rotfylling.

Forberedelse før bruk

1. Kontroller produktets utløpsdato før bruk, og forsikre deg om at det ikke finnes smuss, støv eller andre fremmede stoffer på produktet. Ikke bruk guttaperkaspissen hvis materialet er hardt eller sprøtt eller ikke er elastisk.
2. Les produsentens instruksjoner og trinnvise anvisninger nøye, og forsikre deg om at du forstår innholdet.
3. Forbered det nødvendige tilbehøret og de nødvendige instrumentene før behandlingen begynner.

Bruksanvisning

Følg trinnene under når du skal fylle rotkanalen.

1. Velg en guttaperkaspiss som har riktig størrelse i forhold til apeks og kontroller arbeidslengden før rotkanalen fylles. Klipp ved behov vekk det overfløidige materialet fra spissen før guttaperkaspissen plasseres i rotkanalen.
2. Ta et røntgenbilde når spissen er plassert i rotkanalen, for å kontrollere at guttaperkaspissen er plassert én millimeter fra apeks og at materialet fyller kanalen slik det skal.
3. Ta guttaperkaspissen ut av rotkanalen og tørrlegg med en papirspiss. Velg en fil som er én størrelse mindre enn den som ble brukt til å forme rotkanalen. (Andre rotkanalinstrumenter kan også brukes.) Påfør forseglingsmateriale på fila og appliser materialet i kanalen. Avslutt ved å påføre forseglingsmateriale på den nedre delen av guttaperkaspissen, cirka én mm, og plasser guttaperkaspissen i rotkanalen.
4. Denne prosedyren er den mest grunnleggende metoden. Men tannlegen kan velge å bruke flere guttaperkaspisser og utføre prosedyren på en annen måte, avhengig av pasientens symptom.

- ◆ Guttaperkaspisser er beregnet til engangsbruk. Skal ikke brukes igjen.

Oppbevaring etter bruk

Oppbevar guttaperkaspisser som ikke har blitt brukt i behandlingen, i en beholder i romtemperatur slik at de ikke blir forurenset.

Håndtering og oppbevaring

1. Oppbevares i romtemperatur (2–27 °C)
2. Oppbevares atskilt fra lettantennlig og brennbar materiale og høy varme.
3. Håndteres forsiktig. Unngå å kaste og la produktene falle.
4. Oppbevares atskilt fra produkter i andre størrelser og av andre typer.

Forholdsregler

- ◆ Generelle forholdsregler og advarsler

 1. Produktet skal kun brukes av tannleger.
 - Følg bruksanvisningen nøye.
 2. Ikke bruk produktet på pasienter som er allergiske mot produktet.
 3. Produktet er kun beregnet til utvendig bruk og må forskrives for innvendig bruk.
 4. Dekk til pasientens åndedretsorganer med kofferdam før behandlingen begynner.
 5. Lukk lokket nøye etter bruk.

- ◆ Forholdsregler ved bruk

1. Kontroller at det ikke finnes en sekundær infeksjon i rotkanalen før guttaperkaen appliseres.
2. Bruk den samme størrelsen og tykkelsen på guttaperkaen, som på fila som ble brukt.
3. Ta et røntgenbilde etter appliseringen for å kontrollere at kanalen er fylt riktig.

Symboler



Utløpsdato



Batchnummer



Les bruksanvisningen



Produsent



Autorisert representant i det europeiske fellesskapet



Temperaturgrense



Oppbevares tørt



Må ikke utsettes for sollys



Ikke-sterilt produkt



Advarsel



Kun til engangsbruk

Holdbarhet

4 år fra produksjonsdatoen.

Garanti og ansvarsbegrensning

DiaDent Group International erstatter produkter som er påvist defekte. DiaDent Group International tar ikke ansvar for skade eller tap, direkte eller indirekte, som følge av bruk eller manglende evne til å bruke det beskrevne produktet. Før bruk er brukeren ansvarlig for å vurdere om produktet er egnet til formålet det er tent å brukes til. Brukeren påtar seg all risiko og alt ansvar i den forbindelse.

European Representative

DiaDent Europe B.V.
Antennestraat 70, 1322AS
Almere, the Netherlands
Tel : 31-36-549-8607 FAX : 31-36-536-7317

■ DiaDent Group International (Korea & International)
16, Osongsangmyeong 4-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu
Cheongju-si Chungcheong buk-do, 28161, Sør-Korea
Tel)82-43-266-2315 Fax)82-43-262-8658
E-mail: diadent@diadent.co.kr

DiaDent Group International Inc. (Canada & USA)
11-3871 North Fraser Way, Burnaby B.C.,
Canada V5J 5G6
Tel)1-604-451-8851 Fax)1-604-451-8865
E-mail: diadent@diadent.com

DiaDent Europe B.V. (Europe)
Antennestraat 70, 1322 AS
Almere, Nederland
Tel)31-36-549-8607 Fax)31-36-536-7317
E-mail: diadent@diadenturope.com