

Sendoline®

PERFECT ENDO



S5

ROTARY SYSTEM



S5 ROTARY SYSTEM

S5 Endo Motor

SNABBT, SÄKERT OCH EFFEKTIVT!

Sendolines innovativa system för maskinell rensning. Allt du behöver inom modern endodonti. Perfect Endo helt enkelt!


Produktfördelar:

- 1. Enkelt**
S5 Endo Motor + S5 Rotary Files = S5 Rotary System
5 program - 5 filar (S5 Rotary Files)
Fungerar med de flesta maskinella filsystem
Sladdlös
- 2. Säkert**
Två inställningar: Autoreversering / Autostopp
Kontroll: Ljusindikering när 75% av torquevärdet är uppnått. Varvtal: 300 rpm
- 3. Tidseffektivt**
Behandlingen är klar inom några minuter vid användning av S5 Rotary Files tack vare den unika S-profilen
- 4. Bättre åtkomst**
Huvudet är endast 11 mm i diameter
Kortare skaft (13 mm) på de maskinella filarna
- 5. Non-stop**
2,5 timmes effektiv användning
- 6. Ergonomiskt**
Vikt: 120g
- 7. Apex Clip**
Enkel anslutning till apexlokalisator

S5 Apex Clip
Nu med apexclips för enkel anslutning till apexlokalisator.

Säkert
Ljusindikering visar när 75% av torquevärdet är uppnått.

5 program = 5 filar



www.sendoline.com

S5 Rotary Files



1, 2, 3, 4, 5 – FEM ENKLA STEG TILL PERFECT ENDO

Det maskinella filsystemet från Sendoline erbjuder ett enkelt och effektivt system för tandläkaren.

Produktfördelar:

1. Endast 5 filar - samtliga med den unika S-profilen
2. Kortare skaft (13 mm) för bättre åtkomst
3. Långa utdragna skärande eggar minskar risken för "screw-in" effekten
4. Förbättrad transport av debris
5. Framtagna och avsedda för att användas tillsammans med S5 Endo Motorn

"Äntligen ett enkelt och tryggt system med nya S5 Motorn."
Karla Reigo, Privattandläkare, Stockholm

"Det nya konceptet från Sendoline är helt i linje med vad dagens tandläkare vill ha."
Johan Ohlin, specialisttandläkare i endodonti, Stockholm.

S5 Apex Locator

Helautomatisk apexlokalisator som med hög precision enkelt mäter rensdjupet på rotkanalen i förhållande till apex. Dess kompakta design gör produkten portabel och lätthanterlig för tandläkaren.

Produktfördelar:

1. Lokalisering av apex i blöta och torra kanaler med hög precision
2. Helautomatiskt mätfunktion
3. Kompakt och användarvänlig design
4. Automatisk avstängning
5. Ljudindikator med volymkontroll



Preparation

Big Apical Files

Med Big Apical Files kan du enkelt vid behov bredda den apikala delen av kanalen. Används gärna som ett komplement till S5 Rotary Files och finns i storlekarna: TAPER/ISO 4/35-4/50 och i längderna 23mm och 28mm



Obturation

S5 GP Points

Sendolines S5 GP Points underlättar rotkanalsfyllningen då dess storlek och passform är direkt anpassade för de maskinella S5 Rotary Files. Avsluta preparationen med fil nr. 2 eller 3 och obturera med motsvarande. Förpackning: 60 st/fp



S5 Paper Points

Sendolines S5 Paper Points är specialtillverkade med exakta dimensioner och mycket bra uppsugningsförmåga för att underlätta rotkanalsbehandlingen och fungerar perfekt tillsammans med S5 GP Points. Konicitet / ISO: 2 (6/30) och 3 (4/30). Förpackning: 60 st/fp



Retreatment

S5 Retreatment Files

Med S5 Retreatment System avlägsnar du gammal guttaperka enkelt och snabbt. Används med standard Crown Down teknik och endast 4 filar. Filarnas markering motsvarar respektive program (1, 2, 3 & 4) på S5 Endo Motorn.

